

Fc用Pe標識ウサギ抗ヒトCd336/Nk-P44モノクローナル抗体 - O95944

商品番号: CM0009208



前書き

ヒトCD336/NK-

p44を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済みです。このNK細胞活性化受容体の細胞外ドメインを認識し、腫瘍免疫学研究に有用です。予測分子量：31 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD336/NK-p44モノクローナル抗体
備考／別名	LY95 ; CD336 ; NKP44 ; NK-p44 ; dJ149M18.1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9436
GeneID	9436
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD336/NK-p44（NP_004819.2）のアミノ酸22～190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O95944
タンパク質分子量	31kDa
輸送条件	保冷バッグ