

Pe ウサギ抗ヒト CD34 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P28906

商品番号: CM0008111

前書き

フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒト CD34
モノクローナル抗体。ヒト
CD34（造血前駆細胞マーカー）を幹細胞および内皮
細胞上で検出します。FCアプリケーションに適してい
ます。SWISS: P28906。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD34 mAb
備考/別名	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
種	ヒト
GeneID	947 (ヒト)
免疫原	ヒト CD34 (NP_001020280.1) のアミノ酸170-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28906
タンパク質分子量	35kDa/41kDa
配送	アイスパック