

Pe標識 ウサギ抗ヒトCd352/Slamf6

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q96Du3

商品番号: CM0011073



前書き

ヒトCD352/SLAMF6に特異的なPE標識ウサギモノクローナル抗体。免疫細胞研究におけるフローサイトメトリー応用向けに設計。他種との交差反応は報告されていません。24-37 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD352/SLAMF6 モノクローナル抗体
備考/別名	KALI, NTBA, CD352, KALib, Ly108, NTB-A, SF2000
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	114836
遺伝子ID	114836
免疫原	ヒトCD352/SLAMF6 (NP_001171643.1) のアミノ酸24-215に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96DU3
タンパク質分子量	24kDa/37kDa
輸送	保冷剤 (氷袋)