

Pe ウサギ抗ヒトCD353/Slamf8 モノクローナル抗体（Fc用） - Q9P0V8

商品番号: CM0011119

前書き

ヒトCD353/SLAMF8を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。B細胞系統の研究やB細胞受容体シグナル伝達研究に適しており、Bリンパ球の活性化やBCRシグナル伝達の調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトCD353/SLAMF8 mAb
別名	BLAME; CD353; SBB142
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	56833
GeneID	56833
免疫原	ヒトCD353/SLAMF8 (NP_064510.1) のアミノ酸23～123番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P0V8
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	氷包