

Fc用 Peウサギ抗ヒトCD361 モノクローナル抗体 - P34910

商品番号: CM0009415

前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD361（EVI2B、EVD B）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。ヒト試料と交差反応し、好中球分化および造血前駆細胞の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE ウサギ抗ヒトCD361 mAb
備考/別名	EVDB; CD361; D17S376
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2124
免疫原	ヒトCD361（NP_006486.3）のアミノ酸22-199を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P34910
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	保冷剤