


Pe ウサギ抗ヒト CD38 モノクローナル抗体（Fc用） - P28907

商品番号: CM0008369



前書き

ヒトCD38を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に設計されています。カルシウムシグナル伝達および免疫調節に関与する多機能酵素および受容体であるヒトCD38を特異的に認識します。免疫学的研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD38 mAb
備考/別名	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	952
遺伝子ID	952
免疫原	ヒトCD38（P28907）のアミノ酸43-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28907
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ