

Pe Rabbit Anti-Human Cd39/Entpd1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P49961

商品番号: CM0008911

前書き

ヒトCD39/ENTPD1（CD39、NTPDase1）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。エクトヌクレオチダーゼ機能、免疫調節、および血小板凝集の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human CD39/ENTPD1 mAb
備考/別名	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	953
GeneID	953
免疫原	ヒトCD39/ENTPD1 (NP_001767.3) のアミノ酸255-442に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P49961
タンパク質分子量	34kDa/42kDa/46kDa/57kDa/58kDa/59kDa
配送	アイスバッグ