

## Fc用Peウサギ抗ヒトCD4モノクローナル抗体 - P01730

商品番号: CM0009094



## 前書き

ヒトCD4 (T4/Leu-3) を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にバリデーション済み。免疫細胞プロファイリング、Tヘルパー細胞研究、HIV研究に不可欠です。Swiss-Prot : P01730。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | PEウサギ抗ヒトCD4 mAb                                     |
| 備考/別名       | T4 ; IMD79 ; Leu-3 ; OKT4D ; CD4mut                 |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 920                                                 |
| GeneID      | 920                                                 |
| 免疫原         | ヒトCD4 (NP_000607.1) のアミノ酸26～207に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                           |
| 用途          | FC                                                  |
| 交差反応性       | ヒト                                                  |
| SWISS       | P01730                                              |
| タンパク質分子量    | 51kDa                                               |
| 輸送          | 保冷バッグ                                               |