


Pe ウサギ抗ヒト CD40 Mab For Fc - P25942

商品番号: CM0004731



前書き

ヒトCD40 (TNFRSF5/Bp50/CDW40)
を標的とする、フローサイトメトリー用PE標識ウサギ
モノクローナル抗体。B細胞および癌研究で検証済み
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD40 mAb
備考/別名	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	958
遺伝子ID	958
免疫原	ヒトCD40 (NP_001241.1) のアミノ酸21-193に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P25942
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋