

フローサイトメトリー用 PE標識ウサギ抗ヒトCD42bモノクローナル抗体 - P07359

商品番号: CM0010136



前書き

フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒトCD42b（GPIbA）モノクローナル抗体。血小板生物学および止血研究に適しています。ヒトCD42bを認識し、タンパク質重量は71 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD42bモノクローナル抗体
備考/別名	GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GPIB; GPIbA; GPIbalpha; VWDP; 血小板糖タンパク質Ibアルファ鎖
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2811
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P07359
タンパク質重量	71kDa
配送	アイスバッグ