

Pe標識ウサギ抗ヒトCD42D/Gpvモノクローナル抗体（Fc用） - P40197

商品番号: CM0008463

前書き

ヒトCD42d/GPV (P40197)
を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー(FC)用に検証済み。血小板接着と止血を仲介するGPIb-V-IX複合体の構成要素。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD42d/GPVモノクローナル抗体
備考/別名	GPV; CD42d
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2814
GeneID	2814
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD42d (NP_004479.1) のアミノ酸17-477に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P40197
タンパク質分子量	61 kDa
発送	保冷バッグ