

Pe ウサギ抗ヒトCD43 モノクローナル抗体（Fc用） - P16150

商品番号: CM0005033

前書き

フローサイトメトリー（FC)での使用が検証済みの、P
E標識されたウサギ抗ヒトCD43モノクローナル抗体で
す。T細胞の活性化および遊走に関与する主要な白血
球表面シアロタンパク質であるヒトロイコシアリンを
認識します。免疫学およびリンパ球プロファイリング
研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトCD43 mAb
別名	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6693
GeneID	6693
免疫原	ヒトCD43 (NP_003114.1) のアミノ酸1-100領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16150
タンパク質分子量	40 kDa
発送方法	保冷剤