


Pe ウサギ抗ヒト CD44 モノクローナル抗体（Fc用） - P16070

商品番号: CM0010630



前書き

ヒトCD44に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）に適しています。ヒトCD44抗原を認識し、免疫細胞学およびがん研究における細胞接着、遊走、リンパ球ホーミングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD44 mAb
備考/別名	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; (Pgp1); CD44抗原
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	960
遺伝子ID	960
免疫原	ヒトCD44（NP_000601.3）のアミノ酸20-178に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16070
タンパク質分子量	82kDa
配送	アイスパック