

PE標識ウサギ抗ヒトCD44V6モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P16070

商品番号: CM0012028



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD44V6を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。細胞接着、リンパ球ホーミング、腫瘍進行に関与するヒアルロン酸受容体であるCD44抗原を検出します。免疫学および腫瘍学研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD44V6 mAb
備考/別名	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	960
GeneID	960
免疫原	ヒトCD44V6 (P16070) のアミノ酸223-267に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16070
タンパク質分子量	82kDa
輸送	氷袋