

フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ヒト CD48 モノクローナル抗体 - P09326

商品番号: CM0010296



前書き

GPI結合型免疫制御因子であるヒトCD48に対するPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に設計されています。リンパ球活性化、NK細胞の細胞傷害活性、免疫シナプス形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD48 mAb
別名	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
反応種	ヒト
遺伝子ID	962
免疫原	ヒトCD48 (NP_001769.2) のアミノ酸27-220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P09326
タンパク質分子量	19kDa/28kDa
輸送方法	氷袋