


Pe標識 ウサギ抗ヒトCD5 モノクローナル抗体 For Fc - P06127

商品番号: CM0004995



前書き

フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒトCD5モノクローナル抗体。T細胞およびB1a細胞上のリンパ球特異的受容体であるヒトCD5 (T1/Leu-1)を認識します。免疫表現型解析および免疫調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD5 モノクローナル抗体
備考/別名	CD5; LEU1; T1; CD5 molecule
種	ヒト
GeneID (ヒト)	921
GeneID	921
免疫原	ヒトCD5 (NP_055022.2) のアミノ酸25-371に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P06127
タンパク質分子量	55kDa
発送条件	保冷剤