

フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒトCD52モノクローナル抗体 - P31358

商品番号: CM0012305



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD52（CAMPATH-1、HE5）に対するPE結合ウサギモノクローナル抗体です。リンパ球および精巢上体細胞上に存在するGPIアンカー型糖タンパク質（約7 kDa）であるヒトCD52に特異的に結合します。免疫学および生殖生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD52 モノクローナル抗体
別名	HE5; CDW52; EDDM5
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	1043
GeneID	1043
免疫原	ヒトCD52 (NP_001794.2) のアミノ酸1-61領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	フローサイトメトリー(FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P31358
タンパク質分子量	7kDa
輸送方法	氷袋梱包