


Pe Rabbit Anti-Human Cd55 Monoclonal Antibody For Fc - P08174

商品番号: CM0005328



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD55（DAF、CR）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトCD55（補体制御因子およびウイルス受容体）を認識します。ヒトサンプルに適しています。UniProt P08174。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human CD55 mAb
備考/別名	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1604
遺伝子ID	1604
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08174
タンパク質分子量	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
配送	氷袋