

Pe標識 ウサギ抗ヒトCd56/Ncam1

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P13591

商品番号: CM0009791



前書き

フローサイトメトリー用途向けの、ヒトCD56/NCAM 1タンパク質を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。神経細胞接着、免疫細胞プロファイリング、宿主-ウイルス相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD56/NCAM1 モノクローナル抗体
備考/別名	CD56; NCAM; MSK39
種	ヒト
遺伝子ID	4684
免疫原	ヒトCD56/NCAM1（NP_851996.2）のアミノ酸20-413に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P13591
タンパク質分子量	95kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）