


フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ヒトCD6 モノクローナル抗体 - P30203

商品番号: CM0010448



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD6に対するPE結合ウサギモノクローナル抗体です。免疫原：組換えヒトCD6（アミノ酸18-364）。ヒトT細胞、NK細胞、B-1細胞と反応します。研究用途のみで使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトCD6 mAb
備考/別名	CD6; TP120; CD6分子
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	923
遺伝子ID	923
免疫原	ヒトCD6 (NP_006716.3) のアミノ酸18-364に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P30203
タンパク質分子量	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
輸送方法	保冷剤