

Pe Rabbit Anti-Human Cd61 Monoclonal Antibody For Fc - P05106

商品番号: CM0008620



前書き

フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒトCD61モノクローナル抗体。インテグリンベータ-3（GPIIIa）を標的とし、血小板凝集および止血に関与します。血栓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human CD61 mAb
備考/別名	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3690
GeneID	3690
免疫原	ヒトCD61 (NP_000203.2) のアミノ酸21-718に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P05106
タンパク質分子量	86kDa/87kDa
配送	氷袋