

Fc用Peウサギ抗ヒトCD62E/E-セレクチンMab - P16581

商品番号: CM0012771



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD62E/E-セレクチンを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。免疫接着および炎症研究で検証済みで、ヒトサンプルに特異的に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトCD62E/E-セレクチンmAb
備考／別名	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectin-e
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6401
GeneID	6401
免疫原	組換えタンパク質、ヒトCD62E/E-セレクチンのアミノ酸22～230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000441.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16581
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷バッグ