

Fc用Peウサギ抗ヒトCD62L/L-セレクトインモノクローナル抗体 - P14151

商品番号: CM0008864



前書き

ヒトCD62L/L-セレクトイン（SELL）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済み。白血球の接着およびホーミングに関与する42kDa/43kDaタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトCD62L/L-セレクトインmAb
備考／別名	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-セレクトイン
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6402
遺伝子ID	6402
免疫原	ヒトCD62L/L-セレクトイン（NP_000646.3）のアミノ酸39～332に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P14151
タンパク質分子量	42kDa/43kDa
配送	保冷バッグ