


Pe ウサギ抗ヒト CD62P/P-セレクトイン モノクローナル抗体（Fc用） - P16109

商品番号: CM0010706



前書き

このPE結合型ウサギモノクローナル抗体は、炎症に
与する白血球接着受容体であるヒトCD62P（P-
セレクトイン）を標的としています。フローサイトメト
リー（FC）での検証が完了しており、ヒトと交差反応
性を示します。免疫学および炎症研究に適しています
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD62P/P-セレクトイン mAb
備考/別名	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
対象種	ヒト
GeneID	6403
免疫原	組換えタンパク質[ヒトCD62P/P-セレクトイン(NP_002996.2)のアミノ酸42-771に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16109
タンパク質分子量	91kDa
発送方法	保冷剤