


Fc用 Peラビット抗ヒトCd63モノクローナル抗体 - P08962

商品番号: CM0004456



前書き

ヒトCD63 (LAMP-3, ME491)

を標的とするPE標識ラビットモノクローナル抗体。フローサイトメトリーにて検証済み。細胞接着、インテグリンシグナル伝達、メラノーマ、およびテトラスパニン生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE ラビット抗ヒト CD63 mAb
備考/別名	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	967
遺伝子ID	967
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトCD63のアミノ酸1-238に相当する配列を含む組換え融合タンパク質、NP_001771.1)
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P08962
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋