

Pe ウサギ抗ヒト CD66A/Ceacam1 モノクローナル抗体（Fc用） - P13688

商品番号: CM0011413



前書き

ヒト CD66a/CEACAM1 を標的とする PE 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。細胞接着、免疫チェックポイント調節、腫瘍免疫学などの免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD66a/CEACAM1 mAb
備考/別名	CEACAM1; BGP; BGPI; BGPI; carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	634
GeneID	634
免疫原	ヒト CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2) のアミノ酸 35-428 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13688
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ