

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗ヒトCD7モノクローナル抗体 - P09564

商品番号: CM0010572

前書き

ヒトCD7（GP40、TP41）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。T細胞およびNK細胞マーカーを検出します。免疫表現型解析および白血病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD7モノクローナル抗体
備考/別名	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	924
GeneID	924
免疫原	ヒトCD7（NP_006128.1）のアミノ酸26-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P09564
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ