

Pe ウサギ抗ヒト CD72 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P21854

商品番号: CM0009547

前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証された高品質のPE標識ウサギ抗ヒト CD72モノクローナル抗体。B細胞サブセットの免疫表現型解析およびBCRシグナル伝達の研究に最適です。ヒトCD72に特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD72 mAb
備考/別名	CD72; CD72b; LYB2; CD72分子
種	ヒト
GeneID	971 (ヒト)
免疫原	ヒト CD72 (NP_001773.1) のアミノ酸 117-359 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21854
配送	アイスバッグ