

Pe標識 ウサギ抗ヒトCD79B/Igβ モノクローナル抗体（Fc用） - P40259

商品番号: CM0011291



前書き

ヒトCD79b/Igβ特異的ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にPE標識されています。ヒトB細胞におけるB細胞抗原受容体複合体関連タンパク質ベータ鎖を検出します。Swiss-Prot P40259。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD79b/Igβ モノクローナル抗体
備考/別名	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b molecule
種	ヒト
GeneID (ヒト)	974
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD79b/Igβ（NP_000617.1）のアミノ酸29-159に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P40259
タンパク質分子量	14kDa/26kDa
輸送	保冷剤（氷袋）