


Pe標識 ウサギ抗ヒトCD8 Polymab®

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01732 / P10966

商品番号: CM0010076



前書き

フローサイトメトリー（FC）用のPE標識ウサギ抗ヒトCD8

PolymAb®モノクローナル抗体。ヒトCD8α鎖およびβ鎖（UniProt: P01732, P10966）を検出し、ヒトとの交差反応性を有します。分子量：26 kDa/24 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD8 PolymAb®
備考/別名	CD8; p32; Leu2; IMD116; CD8alpha; LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta.
種	ヒト
GeneID	925/926
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	P01732/P10966
タンパク質分子量	26 kDa/24 kDa
輸送	保冷バッグ