

Pe ウサギ抗ヒト CD80/B7-1 モノクローナル抗体（Fc用） - P33681

商品番号: CM0005506



前書き

ヒトCD80 (B7-1)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。CD80は抗原提示細胞上の重要な共刺激分子であり、T細胞活性化および免疫チェックポイント研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD80/B7-1 mAb
別名	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	941
GeneID	941
免疫原	ヒトCD80/B7-1 (NP_005182.1) のアミノ酸35～242番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P33681
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷剤