


Pe ウサギ抗ヒト CD81 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P60033

商品番号: CM0004457



前書き

ヒトCD81を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。免疫細胞上のCD81を検出；分子量26kDa。研究および診断アッセイ開発に最適なIVD原材料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD81 mAb
備考/別名	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	975
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P60033
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ