

Pe標識 ウサギ抗ヒトCD82 モノクローナル抗体（Fc用） - P27701

商品番号: CM0009088



前書き

PE標識のウサギモノクローナル抗体で、転移抑制因子であるテトラスパニン（KAI1/TSPAN27）であるヒトCD82を標的とします。フローサイトメトリー用に検証済みです。リンパ系細胞の免疫表現型解析およびがん研究アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトCD82 mAb
備考/別名	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3732
遺伝子ID	3732
免疫原	ヒトCD82 (NP_002222.1) のアミノ酸1-267に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P27701
タンパク質分子量	27kDa/30kDa
輸送	保冷バッグ