

Pe標識 ウサギ抗ヒトCD85D/E/I/J

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8Nhl6

商品番号: CM0011645



前書き

ヒトCD85d/e/i/j (LILRB2, LILRA3, LILRB1, LILRB4)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、ヒト試料と交差反応性あり。免疫寛容およびチェックポイント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD85d/e/i/j mAb
備考/別名	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10288/11026/11024/10859
GeneID	10288/11026/11024/10859
免疫原	ヒトCD85d (NP_001074447.2) のアミノ酸22-461に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ