

Peウサギ抗ヒトCd85I/J モノクローナル抗体（Fc用） - O75019 / Q8Nh16

商品番号: CM0009808

前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD85i/j（LILRA1, LIR6）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。ヒト反応性が検証済みで、免疫原は組換えタンパク質、分子量は約53kDaです。免疫学研究および免疫プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human CD85i/j mAb
別名	LIR6; CD85I; LIR-6
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	11024/10859
遺伝子ID	11024/10859
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	O75019/Q8NHL6
タンパク質分子量	53kDa
発送方法	保冷剤