


フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ヒト Cd85J/Ilt2 (Lilrb1)

モノクローナル抗体 - Q8Nhl6

商品番号: CM0005003



前書き

抑制性MHCクラスI受容体であるヒトCD85j/ILT2（LILRB1）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、免疫細胞プロファイリングやナチュラルキラー細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD85j/ILT2 mAb
別名	LILRB1; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB; leukocyte immunoglobulin like receptor B1
対象種	ヒト
遺伝子ID	10859
免疫原	ヒトCD85j/ILT2（NP_006660.4）のアミノ酸24～458番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHL6
タンパク質分子量	49kDa/70kDa/71kDa
配送方法	氷袋