


Fc用Peウサギ抗ヒトCD87/Plaurモノクローナル抗体 - Q03405

商品番号: CM0010830



前書き

ヒトCD87/PLAURを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。CD87/PLAURはGPIアンカー型受容体であり、uPAをリクルートし、細胞外マトリックスの分解および細胞接着を媒介します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトCD87/PLAUR mAb
備考／別名	PLAUR ; CD87 ; U-PAR ; UPAR ; URKR ; プラスミノゲンアクチベーター、ウロキナーゼ受容体
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5329
遺伝子ID	5329
免疫原	ヒトCD87/PLAURのアミノ酸23～303に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002650.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03405
タンパク質分子量	37kDa/31kDa/32kDa/36kDa
輸送	保冷バッグ