

フローサイトメトリー用 PEラビット抗ヒトCD8Bモノクローナル抗体 - P10966

商品番号: CM0007946

前書き

ヒトCD8b (SWISS P10966)
を標的とするPE標識ラビットモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。T細胞活性化および胸腺選択に不可欠なMHCクラスIのコ補受容体であるCD8ベータ鎖を検出します。T細胞免疫表現型解析および診断研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ラビット抗ヒトCD8b mAb
備考/別名	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	926
GeneID	926
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD8b (NP_004922.1) のアミノ酸22-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10966
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ