


Pe ウサギ抗ヒトCD9モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P21926

商品番号: CM0009271



前書き

ヒトCD9（テトラスパニン-29）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が確認されています。CD9は細胞接着、血小板活性化、エクソソーム生物学的機能を調節します。造血細胞および上皮細胞の免疫表現型解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトCD9 mAb
別名	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
反応種	ヒト
GeneID（ヒト）	928
GeneID	928
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD9（NP_001760.1）のアミノ酸1-228番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P21926
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	氷袋