

Pe ウサギ抗ヒト CD90/Thy1 Mab - P04216

商品番号: CM0010091

前書き

フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒト CD90/Thy1 モノクローナル抗体。ヒト CD90（Thy-1 膜糖タンパク質、UniProt P04216）を標的とし、細胞間相互作用およびシナプス形成に関与するGPIアンカー型細胞表面タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD90/Thy1 mAb
備考/別名	CD90; CDw90
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7070
GeneID	7070
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD90/Thy1 (NP_006279.2) のアミノ酸 20-130 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P04216
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスパック