

Pe Rabbit Anti-Human Cd94 Mab For Fc - Q13241

商品番号: CM0010642



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD94（KLRD1）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおいて、免疫監視、腫瘍免疫、およびウイルス逃避機構に関与するNK細胞受容体の検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human CD94 mAb
備考/別名	CD94
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3824
GeneID	3824
免疫原	ヒトCD94のアミノ酸32-179に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_002253.2)
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13241
タンパク質分子量	17kDa/20kDa
配送	氷袋