


## Fc用Peウサギ抗ヒトCD96/Tactile Mab - P40200

商品番号: CM0009284



## 前書き

ヒトCD96/TACTILEタンパク質に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済み。T細胞およびNK細胞の接着分子であるCD96を検出します。免疫細胞の表現型解析および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 製品名       | PEウサギ抗ヒトCD96/TACTILE mAb                                |
| 備考／別名     | TACTILE                                                 |
| 種         | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID（ヒト） | 10225                                                   |
| 遺伝子ID     | 10225                                                   |
| 免疫原       | ヒトCD96/TACTILE（NP_937839.1）のアミノ酸25～519内の配列に対応する組換えタンパク質 |
| 由来        | ウサギ                                                     |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                               |
| 用途        | FC                                                      |
| 交差反応性     | ヒト                                                      |
| SWISS     | P40200                                                  |
| タンパク質分子量  | 66kDa                                                   |
| 輸送        | 保冷バッグ                                                   |