


## Pe ウサギ抗ヒト Cdkn2A/P16Ink4A モノクローナル抗体（細胞内Fc用） - P42771 / Q8N726

商品番号: CM0009952



### 前書き

細胞内フローサイトメトリー用に開発された、ヒトCDKN2A/p16INK4aを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。重要な腫瘍抑制因子かつ細胞周期阻害剤を検出し、癌研究および診断法開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PE ウサギ抗ヒト CDKN2A/p16INK4a mAb                                                                                             |
| 別名          | ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A |
| 反応種         | ヒト                                                                                                                        |
| GeneID (ヒト) | 1029                                                                                                                      |
| GeneID      | 1029                                                                                                                      |
| 免疫原         | ヒトCDKN2A/p16INK4a (NP_000068.1) のアミノ酸1-156番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                                                           |
| 起源          | ウサギ                                                                                                                       |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                                                                 |
| 用途          | FC (細胞内)                                                                                                                  |
| 交差反応性       | ヒト                                                                                                                        |
| SWISS       | P42771 / Q8N726                                                                                                           |
| タンパク質分子量    | 16 kDa                                                                                                                    |
| 発送          | 保冷剤                                                                                                                       |