

Fc用Peウサギ抗ヒト補体C3モノクローナル抗体 - P01024

商品番号: CM0012346



前書き

フローサイトメトリー（FC）用のPE標識抗ヒト補体C3ウサギモノクローナル抗体。C3前駆体および開裂産物C3a/C3bを検出します。オプソニンおよびアナフィラトキシン、187 kDa。SWISS: P01024。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒト補体C3 mAb
備考/別名	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
種	ヒト
GeneID	718
免疫原	ヒト補体C3（NP_000055.2）の1498～1663番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01024
タンパク質分子量	187kDa
輸送	保冷剤