

細胞内フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ヒト Cpt1A モノクローナル抗体 - P50416

商品番号: CM0008721



前書き

ヒトCPT1A (CPT1-L)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーでの検証が完了しています。組換え免疫原（アミノ酸520-720）を使用し、ヒトCPT1Aを検出します。脂肪酸代謝およびミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CPT1A mAb
備考/別名	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1374
免疫原	ヒトCPT1A (NP_001867.2) のアミノ酸520-720に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P50416
タンパク質分子量	88kDa
発送方法	保冷剤