

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗ヒトデスモグレイン3 (Dsg3) モノクローナル抗体 - P32926

商品番号: CM0005547



前書き

フローサイトメトリー用のヒトデスモグレイン3 (DSG3/PVA/CDHF6)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトとの交差反応性が検証済みで、細胞接着とデスモソーム研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトデスモグレイン3/PVA mAb
備考/別名	PVA; ABOLM; CDHF6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1830
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトデスモグレイン3/PVAのアミノ酸50-615に対応する配列を含む組換え融合タンパク質、NP_001935.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32926
タンパク質分子量	108kDa
発送	保冷バッグ