

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗ヒトEgfrモノクローナル抗体 - P00533

商品番号: CM0011309



前書き

ヒトEGFR (ERBB1)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー(FC)でのEGFR発現解析（細胞表面および細胞内シグナル研究）にて検証済み。がん研究や受容体型チロシンキナーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトEGFRモノクローナル抗体
備考/別名	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
遺伝子ID	1956
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEGFR (NP_005219.2) のアミノ酸335-525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
発送方法	保冷剤（氷袋）