


Pe ウサギ抗ヒト Enpp3/Cd203C Mab - O14638

商品番号: CM0011885



前書き

ヒトENPP3/CD203c (O14638)
を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用。アレルギー性炎症研究における好塩基球および肥満細胞の免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト ENPP3/CD203c mAb
備考/別名	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5169
GeneID	5169
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O14638
タンパク質分子量	100kDa
配送	氷袋