

フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ヒト Fgfr3 モノクローナル抗体 - P22607

商品番号: CM0009839



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒト FGFR3 (CD333) を標的とする PE 標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト FC で検証済み。組換え免疫原はアミノ酸 23～375 に対応。がんおよび骨格発生における FGFR3 シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE ウサギ抗ヒト FGFR3 mAb
備考／別名	ACH ; CEK2 ; JTK4 ; CD333 ; HSFGR3EX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2261
GeneID	2261
免疫原	ヒト FGFR3 (NP_000133.1) のアミノ酸 23～375 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P22607
タンパク質分子量	88kDa
輸送条件	保冷バッグ