


フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒトFlt3/Cd135モノクローナル抗体 - P36888

商品番号: CM0009707



前書き

ヒトFlt3/CD135 (FLK2、STK1) を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。造血幹細胞・前駆細胞の解析および白血病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトFlt3/CD135 mAb
備考／別名	FLK2 ; STK1 ; CD135 ; FLK-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2322
GeneID	2322
免疫原	ヒトFlt3/CD135 (NP_004110.2) のアミノ酸27～163に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P36888
タンパク質分子量	108kDa/113kDa
輸送	保冷剤